


**B-I-O
T-R-I
S-S-E**

-B-


**Biotrisse.
Creating Your
Personality**




B-I-O T-R-I S-S-E

CERTIFICACIONES CE CERTIFIED III CLASS

- Alta concentración y peso molecular máximo permitido de PDRN
- Los preparados se fabrican en instalaciones farmacéuticas
- Alto nivel de purificación
- Riesgo mínimo de reacciones alérgicas
- Posibilidad de tratar zonas delicadas: Periorbital y labios
- El gel PlasMc es cómodo de inyectar.





**B-I-O
T-R-I
S-S-E**
PRODUCTOS DE USO
PROFESIONAL

Biotrisse Polynucleo 2.5
Piel madura con signos notables de envejecimiento; cuidado intensivo para los signos de la edad


Indicaciones y áreas de corrección

- Cuidado de la piel madura con signos notables de fotoenvejecimiento
- Tratamiento intensivo de cambios involutivos (relacionados con la edad)
- Corrección volumétrica de la piel (efecto del «relleno» de la piel)
- Indicado para las pieles expuestas a la acción agresiva de factores externos
- Tratamiento de la hiperpigmentación
- Activación del proceso de curación de la piel dañada (heridas, exfoliación, abrasiones)
- Corrección de las arrugas superficiales de las zonas periorbitaria y perioral y del cuello
- Hidratación profunda de la piel
- Terapia preparatoria para tratamientos de estética intensivos
- Tratamiento de estrías y cicatrices normotróficas e hipertrólicas
- Trastornos de la función de barrera de la piel
- Tratamiento de la alopecia




Gel a base de polinucleótidos polimerizados	25 mg/ml
Contenido del envase	1 inyección de 1,0 ml 2 agujas de 30G 1/2"
Profundidad de infiltración	Dermis media
Técnica de infiltración	· Micropápula · Lineal -retrógrada
Uso recomendado con el kit de postratamiento n° 2	3 Biotrisse HA BioSerum, 5 ml 4 Biotrisse CHA Gel SPF 50, 5 ml
Concentración de polinucleótidos	25 mg/ml
Peso molecular	250–350 kDa
pH	6,80–7,50
Endotoxinas totales	< 0,5 EU/ml
Conservación	5–25°C


Biotrisse Polynucleo 2.5

- Subdérmico
- Intradérmico
- Intradérmico



POLINUCLEO BUSTER 2.5





**B-I-O
T-R-I
S-S-E**
PRODUCTOS DE USO
PROFESIONAL

Biotrisse Classic Forma **20**

Regeneración natural del volumen de los tejidos blandos, corrección de arrugas y líneas de ligera y media profundidad

Indicaciones y áreas de corrección

- Arrugas de media profundidad
- Modelado volumétrico de los labios
- Cicatrices atróficas e hipertróficas
- Arrugas nasolabiales
- Arrugas periorales
- Arrugas del entrecejo
- Arrugas de la frente
- Arrugas de marioneta
- Surco lacrimonasal
- Cuello
- Escote
- Manos


Ácido hialurónico	20 mg/ml
Contenido del envase	1 inyección de 1,0 ml 2 agujas de 27G 1/2"
Profundidad de infiltración	Dermis media y profunda, hipodermis
Técnica de infiltración*	· Lineal -retrógrada · En abanico · Bolus · Multipuntos
Duración del efecto**	6-8 meses
Uso recomendado con el kit de postratamiento nº 1	1 Biotrisse CHA Cream, 5 ml 2 Biotrisse CHA Serum, 5 ml
Concentración de ácido hialurónico	20 mg/ml
Peso molecular	2400-4000 kDa
pH	6,00-7,50
Endotoxinas totales	< 0,2 EU/ml
Concentración de proteínas residuales	< 0,01%
Viscosidad	80-120 Pa
Agente reticulante	BDDE
Nivel de reticulación	+++
Conservación	5-25°C


Biotrisse Classic Forma 20

-  Superficial
-  Intradérmico
-  Supraperiostal



CLASSIC FORMA 20





**B-I-O
T-R-I
S-S-E**
PRODUCTOS DE USO
PROFESIONAL

Biotrisse Classic Volume 25
Regeneración natural del volumen,
corrección de arrugas y líneas de media
y gran profundidad


Indicaciones y áreas de corrección

- Corrección de arrugas profundas y medias
- Regeneración del volumen de la piel
- Regeneración del volumen de los labios
- Arrugas periorales
- Arrugas del entrecejo
- Arrugas de la frente
- Arrugas de marioneta
- Corrección de cicatrices
- Arrugas nasolabiales
- Mentón
- Zona de los pómulos y mejillas
- Zona de la sien
- Lifting de las cejas

Ácido hialurónico	25 mg/ml
Contenido del envase	1 inyección de 1,0 ml 2 agujas de 27G 1/2"
Profundidad de infiltración	Dermis media y profunda, hipodermis, supraperiosteal
Técnica de infiltración*	· Lineal -retrógrada · En abanico · Bolus · Multipuntos
Duración del efecto**	8-10 meses
Uso recomendado con el kit de postratamiento nº 1	1 Biotrisse CHA Cream, 5 ml 2 Biotrisse CHA Serum, 5 ml
Concentración de ácido hialurónico	25 mg/ml
Peso molecular	2400-4000 kDa
pH	6,00-7,50
Endotoxinas totales	< 0,2 EU/ml
Concentración de proteínas residuales	< 0,01%
Viscosidad	150-220 Pa
Agente reticulante	BDDE
Nivel de reticulación	++++
Conservación	5-25°C


Biotrisse Classic Volume 25

-  Intradérmico
-  Subdérmico
-  Supraperiostal



CLASSIC VOLUME 25





**B-I-O
T-R-I
S-S-E**
PRODUCTOS DE USO
PROFESIONAL

Modelación del volumen facial y corporal.
Regeneración de los tejidos blandos.

Indicaciones y áreas de corrección


- Arrugas profundas
- Modelado volumétrico
- Lifting facial 3D
- Volumen de la zona de los pómulos
- Corrección de la forma y el volumen del mentón
- Ángulo de la mandíbula inferior
- Rinoplastia sin cirugía
- Modelado del contorno del rostro
- Regeneración del volumen del tejido conjuntivo de cara y cuerpo

Ácido hialurónico 25 mg/ml	
Contenido del envase	1 inyecciones de 1,0ml 2 de agujas 27G 1/2"
Profundidad de infiltración	Supraperiostal
Técnica de infiltración*	. Bolus . Lineal - retrógrada
Instrumento	Aguja, cánula
Duración del efecto**	10 - 12 meses
Uso recomendado con el kit de postratamiento nº 1	1 Biotrisse CHA Cream, 5 ml 2 Biotrisse CHA Cream 5 ml
Concentración de ácido hialurónico	25 mg/ml
Peso molecular	2400 - 4000 kDa
pH	6,00 - 7,50
Endotoxinas totales	<0,2 EU/ml
Concentración de proteínas residuales	<0,01%
Viscosidad	80 - 120 Pa
Agente reticulante	DVS
Nivel de reticulación	++++
Conservación	5-25 °C



EVO MEDIUM 25





**B-I-O
T-R-I
S-S-E**
PRODUCTOS DE USO
PROFESIONAL

Modelación del volumen facial y corporal.
Regeneración de los tejidos blandos.

Indicaciones y áreas de corrección

- Arrugas profundas
- Modelado volumétrico
- Lifting facial 3D
- Volumen de la zona de los pómulos
- Corrección de la forma y el volumen del mentón
- Ángulo de la mandíbula inferior
- Rinoplastia sin cirugía
- Modelado del contorno del rostro
- Regeneración del volumen del tejido conjuntivo de cara y cuerpo

Ácido hialurónico 30 mg/ml	
Contenido del envase	1 inyección de 1,0 ml 2 agujas de 26G 1/2"
Profundidad de infiltración	Supraperiosteal
Técnica de infiltración*	· Bolus · Lineal -retrógrada
Instrumento	Aguja, cánula
Duración del efecto**	12-18 meses
Uso recomendado con el kit de postratamiento nº 1	1 Biotrisse CHA Cream, 5 ml 2 Biotrisse CHA Serum, 5 ml
Concentración de ácido hialurónico	30 mg/ml
Peso molecular	2400-4000 kDa
pH	6,00-7,50
Endotoxinas totales	< 0,2 EU/ml
Concentración de proteínas residuales	< 0,01%
Viscosidad	150-220 Pa
Agente reticulante	DVS
Nivel de reticulación	+++++
Conservación	5-25°C



CLASSIC VOLUME 30



REPRESENTACIONES EXCLUSIVA DE MARCAS INTERNACIONALES

BTXA
TOXINA BOTULINICA TIPO A

ME[®]
LINE

imo INNOAESTHETICS

B-I-O
T-R-I
S-S-E

Merca Esthetic

EL PARTNER DE LOS EXPERTOS

Distribuidores oficiales para todo el territorio Ecuatoriano
15 años de presencia médica en el mercado



INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS,
VENTAS, LLÁMANOS.



ASESORA COMERCIAL:
0963704106 - 0986965244

ventas@mercaesthetic.com

  **MERCAESTHETICEC**