FLORE Lidocaine

FICHAS TÉCNICAS PROFESIONALES

CL-S · CL-N · CL-Max · CL-Max 1400

Línea de rellenos dérmicos de ácido hialurónico reticulado con lidocaína, desarrollada con tecnología propietaria CHARM™ de BNC Korea.

Documento informativo para profesionales
Las indicaciones, planos y presentaciones se reproducen de la información publicada por el fabricante. La selección del producto y su uso clínico deben ajustarse al IFU, registro sanitario aplicable y criterio del profesional capacitado.

FLORE Lidocaine CL-S

La opción más ligera dentro de las cuatro referencias seleccionadas. El fabricante la posiciona para correcciones superficiales y líneas finas a moderadas.

Tipo de producto	Relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado con lidocaína
Presentación	0.7 mL x 1 jeringa
Reticulación relativa*	●●○○
Indicación publicada	Arrugas finas a moderadas.
Plano / profundidad publicada	Dermis superior
Fabricante	BNC KOREA, Inc. - República de Corea

Tecnología CHARM™

BNC Korea describe CHARM™ como su tecnología propietaria de fabricación orientada a mejorar la eficiencia de reticulación del ácido hialurónico, utilizando la cantidad de BDDE necesaria para alcanzar la viscoelasticidad deseada. El fabricante también describe un proceso de purificación prolongado y a baja temperatura para preservar las propiedades del HA.

Características generales de la línea

• Ácido hialurónico reticulado con lidocaína.
• Viscoelasticidad diferenciada entre referencias para distintas necesidades estéticas.
• Matriz 3D estabilizada asociada por el fabricante a la tecnología CHARM™.
• El fabricante informa fabricación en instalaciones con certificaciones ISO 13485/GMP y declara certificación CE de la línea.

*La escala de reticulación (●) es una clasificación comparativa publicada por FLORE y no sustituye parámetros reológicos cuantitativos. Este documento no incluye G', viscosidad, peso molecular, aguja, vida útil, almacenamiento, contraindicaciones ni registro sanitario local porque esos datos deben confirmarse en el IFU/etiquetado oficial específico del mercado.

FLORE Lidocaine CL-N

Perfil intermedio, orientado a correcciones que requieren mayor soporte que CL-S manteniendo un acabado natural.

Tipo de producto	Relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado con lidocaína
Presentación	1.0 mL x 1 jeringa
Reticulación relativa*	●●●○
Indicación publicada	Surcos nasolabiales, arrugas moderadas a profundas y aumento de labios.
Plano / profundidad publicada	Dermis media / profunda
Fabricante	BNC KOREA, Inc. - República de Corea

Tecnología CHARM™

BNC Korea describe CHARM™ como su tecnología propietaria de fabricación orientada a mejorar la eficiencia de reticulación del ácido hialurónico, utilizando la cantidad de BDDE necesaria para alcanzar la viscoelasticidad deseada. El fabricante también describe un proceso de purificación prolongado y a baja temperatura para preservar las propiedades del HA.

Características generales de la línea

• Ácido hialurónico reticulado con lidocaína.
• Viscoelasticidad diferenciada entre referencias para distintas necesidades estéticas.
• Matriz 3D estabilizada asociada por el fabricante a la tecnología CHARM™.
• El fabricante informa fabricación en instalaciones con certificaciones ISO 13485/GMP y declara certificación CE de la línea.

*La escala de reticulación (●) es una clasificación comparativa publicada por FLORE y no sustituye parámetros reológicos cuantitativos. Este documento no incluye G', viscosidad, peso molecular, aguja, vida útil, almacenamiento, contraindicaciones ni registro sanitario local porque esos datos deben confirmarse en el IFU/etiquetado oficial específico del mercado.

FLORE Lidocaine CL-Max

Mayor grado relativo de reticulación dentro de la escala publicada por FLORE. Está orientado a soporte y restauración de volumen facial.

Tipo de producto	Relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado con lidocaína
Presentación	1.1 mL x 1 jeringa
Reticulación relativa*	●●●●
Indicación publicada	Arrugas profundas y aumento de volumen facial.
Plano / profundidad publicada	Dermis profunda
Fabricante	BNC KOREA, Inc. - República de Corea

Tecnología CHARM™

BNC Korea describe CHARM™ como su tecnología propietaria de fabricación orientada a mejorar la eficiencia de reticulación del ácido hialurónico, utilizando la cantidad de BDDE necesaria para alcanzar la viscoelasticidad deseada. El fabricante también describe un proceso de purificación prolongado y a baja temperatura para preservar las propiedades del HA.

Características generales de la línea

• Ácido hialurónico reticulado con lidocaína.
• Viscoelasticidad diferenciada entre referencias para distintas necesidades estéticas.
• Matriz 3D estabilizada asociada por el fabricante a la tecnología CHARM™.
• El fabricante informa fabricación en instalaciones con certificaciones ISO 13485/GMP y declara certificación CE de la línea.

*La escala de reticulación (●) es una clasificación comparativa publicada por FLORE y no sustituye parámetros reológicos cuantitativos. Este documento no incluye G', viscosidad, peso molecular, aguja, vida útil, almacenamiento, contraindicaciones ni registro sanitario local porque esos datos deben confirmarse en el IFU/etiquetado oficial específico del mercado.

FLORE Lidocaine CL-Max 1400

Referencia de mayor soporte de la selección, presentada en dos jeringas. El fabricante la posiciona para modelado y contorno facial.

Tipo de producto	Relleno dérmico de ácido hialurónico reticulado con lidocaína
Presentación	1.1 mL x 2 jeringas
Reticulación relativa*	●●●●
Indicación publicada	Modelado y contorno facial, específicamente nariz y mentón según el fabricante.
Plano / profundidad publicada	Subcutáneo
Fabricante	BNC KOREA, Inc. - República de Corea

Tecnología CHARM™

BNC Korea describe CHARM™ como su tecnología propietaria de fabricación orientada a mejorar la eficiencia de reticulación del ácido hialurónico, utilizando la cantidad de BDDE necesaria para alcanzar la viscoelasticidad deseada. El fabricante también describe un proceso de purificación prolongado y a baja temperatura para preservar las propiedades del HA.

Características generales de la línea

• Ácido hialurónico reticulado con lidocaína.
• Viscoelasticidad diferenciada entre referencias para distintas necesidades estéticas.
• Matriz 3D estabilizada asociada por el fabricante a la tecnología CHARM™.
• El fabricante informa fabricación en instalaciones con certificaciones ISO 13485/GMP y declara certificación CE de la línea.

*La escala de reticulación (●) es una clasificación comparativa publicada por FLORE y no sustituye parámetros reológicos cuantitativos. Este documento no incluye G', viscosidad, peso molecular, aguja, vida útil, almacenamiento, contraindicaciones ni registro sanitario local porque esos datos deben confirmarse en el IFU/etiquetado oficial específico del mercado.

Cuadro comparativo

Producto	Presentación	Reticulación*	Plano publicado	Indicación principal publicada
CL-S	0.7 mL x 1 jeringa	●●○○	Dermis superior	Arrugas finas a moderadas.
CL-N	1.0 mL x 1 jeringa	●●●○	Dermis media / profunda	Surcos nasolabiales, arrugas moderadas a profundas y aumento de labios.
CL-Max	1.1 mL x 1 jeringa	●●●●	Dermis profunda	Arrugas profundas y aumento de volumen facial.
CL-Max 1400	1.1 mL x 2 jeringas	●●●●	Subcutáneo	Modelado y contorno facial, específicamente nariz y mentón según el fabricante.

Fuentes técnicas consultadas

• FLORE Lidocaine - Line-up oficial (presentaciones, indicaciones, escala de reticulación y profundidad).
• FLORE Lidocaine - sitio oficial (descripción de la línea y certificaciones declaradas por el fabricante).
• FLORE Lidocaine - Technology (descripción de CHARM™ y proceso de purificación).
• FLORE Lidocaine - Contact (identificación y dirección del fabricante).

Nota: documento elaborado a partir de información pública del fabricante consultada en octubre de 2026. No reemplaza las instrucciones de uso (IFU), el etiquetado aprobado ni la normativa sanitaria del país donde se comercialice.